


એન.એચ.એસ. બાવલ કેન્સર સ્ક્રીનિંગ પ્રોગ્રામ NHS Bowel Cancer Screening Programme



કિટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે આ પત્રિકા સમજાવે છે.
કૃપા કરીને તે ધ્યાનથી વાંચો.

તમારી કિટમાં નીચેની વસ્તુઓ મળશે:

- A પહેલેથી સ્ટેમ્પ લગવેલું જવાબી એન્વેલોપ
- 6 પૂંઠાની સળીઓ
- કેસરી અને સફેદ રંગની પૂંઠાની ટેસ્ટ કિટ




સગત્યનું:

તમારી કિટ જો તમે નહિ ખોલો તો તે ઘણા મહિના સુધી ચાલશે, પરંતુ પહેલો નમૂનો લેવામાં આવ્યાના **14 દિવસની અંદર** તે પૂરી કરીને પાછી મોકલી આપવી જ જોઈએ.

કૃપા કરીને નોંધ કરો કે શનિ-રવિવારના દિવસે કિટનો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે નહિ.

1. ટેસ્ટ કરતાં પહેલાં

ટોઈલેટ પર બેસતાં પહેલાં વાપરવા માટે તમારી કિટ તૈયાર કરી દો: એન્વેલોપમાંથી કિટ બહાર કાઢી લો અને પૂંઠાની બે સળીઓ તૈયાર રાખો.



જે બાજુએ 'DO NOT OPEN' ('ખોલશો નહિ') લખેલું હોય તે બાજુ બંધ જ રહેવા દો, જેથી તમારાં ટેસ્ટનાં પરિણામોને અસર ન થાય તેની ચોક્કસાઈ રહે.



કિટના 3 ભાગ છે, જે 3 જુદા જુદા ઝાડા માટે છે.

એક સમયે એક જ ફેલોપ ખોલો.

3 ભાગો જુદા ન પાડો.

2. ટેસ્ટ કરવો


એક બાજુએ જ્યાં તમારું નામ લખેલું હોય ત્યાં, આપેલી જગ્યામાં ફેલોપ 1 ઉપર તારીખ લખો.



- ફેલોપ 1 ઉપાડો.
- ત્યાં તમે બે નાની 'બારીઓ' (ખાનાં) જોશો જેમાં તમારા નમૂનાઓ મૂકવાના છે.
- કિટ અને સળીઓ સહેલાઈથી પહોંચી શકાય તેવી જગ્યાએ રાખો.

3. પહેલો નમૂનો લેવો

- તમે જે ઝાડામાંથી નમૂનો લો તે ટોઈલેટની અંદર પડેલો ઝાડો ન હોય તે ધ્યાન રાખવાનું અગત્યનું છે, કારણ કે તેના લીધે ટેસ્ટના પરિણામને અસર થઈ શકે છે. તમારો નમૂનો લેવાની કેટલીક રીતો અહીં સૂચવી છે:
 - ટોઈલેટ પેપરના ટુકડા વાળીને
 - એક નાની પ્લાસ્ટિકની કોથળી તમારા હાથ પર વીંટાળીને
 - વાપરીને ફેંકી દઈ શકાય તેવો એક ચોખ્ખો ડબો
- તમે હમણાં જ લીધેલા ઝાડામાંથી એક નાનો નમૂનો લેવા માટે પૂંઠાની સળીનો ઉપયોગ કરો. પહેલી બારી પર તેનું પાતળું પડ કરીને પાથરી દો.



- બીજી સળીનો ઉપયોગ કરીને, ઝાડાના બીજા ભાગમાંથી બીજો નમૂનો લો. તેને બીજી બારી પર પાતળા પડ તરીકે પાથરી દો.

4. તમે તે કરી લો એટલે

- કૃપા કરીને તે સળીઓને ટોઈલેટ પેપર વડે લૂછી નાંખો, તેમને વીંટાળી દો અને બહારના ડસ્ટબિનમાં નાંખી દો. પૂંઠાની સળીઓને ટોઈલેટની અંદર નાંખીને ફલશ કરશો નહિ.
- ફલેપ બંધ કરી દો અને તેને સલામતપણે બંધ રાખવા માટે કેસરી રંગના ટેબની નીચે દબાવી દો.
- કિટને કોઈ ગરમાવાવાળી જગ્યામાં અથવા સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં ન રાખશો, કારણ કે તેના લીધે તે બગડી જઈ શકે છે. વાપર્યા પછી તમારા હાથ ધોઈ લો.

5. બીજો નમૂનો લેવો

- ફલેપ 2 ઉપર તારીખ લખો.
- ફલેપ 2 નીચે આપેલી બે બારીઓનો ઉપયોગ કરીને આખો ટેસ્ટ ફરીથી કરો.

6. ત્રીજો નમૂનો લેવો

- ફલેપ 3 ઉપર તારીખ લખો.
- ફલેપ 3 નીચે આપેલી બે બારીઓનો ઉપયોગ કરીને આખો ટેસ્ટ ફરીથી કરો.

નોંધ: તમારા નમૂના સળંગ ત્રણ વારના ઝાડામાંથી લેવા જરૂરી નથી, પરંતુ તે ત્રણ જુદી જુદી વારના ઝાડામાંથી લીધેલા હોવા જ જોઈએ.

તપાસયાદી

તમે બધી છ બારીઓ ઉપર નમૂના મૂક્યા છે?

તમે ત્રણેય ફલેપ ઉપર તારીખો લખી છે?

પહેલો નમૂનો લેવામાં આવ્યાના **14 દિવસની અંદર** ટેસ્ટ કરવા માટે કિટ મળી જશે?

જો તપાસયાદીના કોઈ પણ પ્ર નો જવાબ ના હોય, તો કૃપા કરીને સલાહ માટે પ્રોગ્રામ સ્થળનો સંપર્ક કરો: મફત ફોન 0800 707 60 60.

જો તપાસયાદીના બધા જ પ્ર નો જવાબ હા હોય, તો પહેલેથી સ્ટેમ્પ લગાવેલા એન્વેલોમાં કિટ મૂકી દો, તેને બંધ કરીને પોસ્ટ કરી દો. આ એન્વેલોપ ટપાલી કાયદા પૂરા કરે છે અને તે મોકલવા માટે સુરક્ષિત છે. પરંતુ ટપાલી કર્મચારીઓની સુરક્ષા માટે તે એન્વેલોપ ચોખ્ખું હોય તેની કૃપા કરીને ખાતરી કરો.

કોઈ પ્ર ?

પ્રોગ્રામ સ્થળનો સંપર્ક કરો
મફતફોન 0800 707 60 60

કોલ્ડના જવાબ ત ન ખાનગી રીતે આપવામાં આવશે. કૃપા કરીને કોઈ પણ માહિતી કે સલાહ પૂછતાં શરમાશો નહિ. કર્મચારીઓ તમારી મદદ કરવા માટે છે.



યાદ રાખો:

કિટને સૂર્યપ્રકાશ અને ગરમીથી દૂર રાખો